



- Légend:
- ① Lumière à Led
 - ② Transformateur
 - ③ Ventilateur évaporateur
 - ④ Résistance dégivrage+Résistance décharge cond. |BT ventilés|
 - ⑤ Compresseur
 - ⑥ Ventilateur Condenseur
 - ⑦ Sonde températ. condenseur
 - ⑧ Sonde températ.évaporateur |BT Vent. |
 - ⑨ Sonde températ. Interne
 - ⑩ Microswitch porte
 - ⑪ Carte électronique de commande
 - ⑫ Connexion alarme à distance
 - ⑬ Carte électronique de puissance
 - ⑭ Batterie 12v 2,2 A/h/en Option|
 - ⑮ SCarte chargeur batterie/en Option|
 - ⑯ Prise IEC+Fusible de Protection
 - ⑰ Résistance porte |BT statique/ventilés|
 - ⑱ Résist.Soupape de compensation |BT Statique|
 - ⑲ Carte Ethernet |en option|
 - ⑳ Carte GSM |en option|

Légende des Câbles	Ⓐ CÂBLE 3x1,5=	ma = marron phase blu = bleu neutre g-v = jaune-vert terrel
	Ⓑ CÂBLE 2x0,5	bi = blanc ma = marron
	Ⓒ CÂBLE 1	ro = rouge
	Ⓓ CÂBLE 1	nr = noir
	Ⓔ CÂBLE 1	gr = gris

Schéma électrique Général
Réfrigérateurs-Congélateurs
Banques de Sang et
Congélateur pour Plasma